

「乳酸容器」変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

この度、下記容器の見直しを行い、容器形状および使用期限を変更させていただくことになりましたのでご案内申し上げます。

誠に勝手ではございますが、御理解及び御協力の程、宜しくお願い申し上げます。

敬 具

2005年5月

採取容器の変更

□④⑤ 乳酸容器

<旧>

⇒

<新>

1N過塩素酸入りポリチューブ

保存方法:冷蔵で1ヶ月


採血量1.0ml



1N過塩素酸入りポリチューブ

保存方法:冷蔵で1年

採血量1.0ml



□実施期日：2005年5月23日より順次

お問い合わせは最寄りの営業所または、
本社・研究所にお願いいたします。

SMS 株式会社 **昭和メディカルサイエンス**
本社・研究所：東京都町田市鶴間541番地2
TEL 042 (795) 6000