

採取容器変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、既にお知らせさせて頂きました様に(No.2005-28)、下記検査項目の測定試薬販売中止に伴いまして、採取容器の変更をさせていただくことになりましたので、ご案内申し上げます。

誠に勝手ではございますが、ご理解及びご協力の程、宜しくお願い申し上げます。

敬 具

2005年9月

【記】

採取容器変更の対象項目

エンドトキシン定量 (血中)

(1→3) β-Dグルカン

変更期日：2005年10月1日(土) 受付分より

(旧)

旧容器番号	⑤
キャップの色	青
添加剤	なし
採血量	2ml
容器保存方法	室温
採血後保存方法	必ず冷蔵



(新)

新容器番号	⑤
キャップの色	赤
添加剤	ヘパリンNa
採血量	2ml
容器保存方法	室温
採血後保存方法	必ず冷蔵

(注)：エンドトキシンは、基準範囲も従来の 10.0pg/ml から 1.0pg/ml に変更となります。

お問い合わせは最寄りの営業所 または、
本社・研究所にお願いいたします。

SMS 株式会社 **昭和メディカルサイエンス**
本社・研究所：東京都町田市鶴間541番地2
TEL 042 (795) 6000