

## 「㊦乳酸容器」変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

この度、下記容器の製造中止に伴いまして、容器形状を変更させていただくことになりましたのでご案内申し上げます。

なお、容器形状の変更のみで、容器内試薬につきましては従来通り変更ありません。

誠に勝手ではございますが、御理解及び御協力の程、宜しくお願い申し上げます。

敬 具

2008年11月

## 採取容器の変更

## □ ㊦乳酸容器

<旧>

⇒

<新>

1 N過塩素酸入りポリチューブ

保存方法：冷蔵で1年

採血量 1. 0 ml

1 N過塩素酸入りポリチューブ

保存方法：冷蔵で1年

採血量 1. 0 ml



□実施期日：2008年11月14日より順次

お問い合わせは最寄りの営業所 または、  
本社・研究所にお願いいたします。

**SMS** 株式会社 **昭和メディカルサイエンス**  
本社・研究所：東京都町田市鶴間541番地2  
TEL 042 (795) 6000