

## 「アルミニウム」容器変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

この度、下記項目につきまして、専用採取容器に変更をさせていただくことになりましたのでご案内申し上げます。

誠に勝手ではございますが、御理解及び御協力の程、宜しくお願い申し上げます。

敬 具

2009年2月

採取容器の変更
---------

□検査項目 アルミニウム

新専用容器 ㊸アルミニウム容器

※詳細は、下記参照。

新容器形態	旧容器形態	変更理由
㊸アルミニウム容器 凝固促進剤・分離剤入り 真空採血管 保存方法 室温で1年間 採血量 3.0m l ※キャップ色 明るい赤色	㊸金属容器 酸洗浄済のホリスピッ 保存方法 室温で2年間 採取量 10.0m l	真空採血管の採用

※実施期日：2009年3月2日（月）受付分より