

## 「ヘモグロビンA1c」容器変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

この度、標記検査項目につきまして、検査容器の見直しを行い、これまでのEDTA2K入り容器からフッ化Na入り容器に変更させていただくこととなりましたので、ご案内申し上げます。

この変更によりフッ化Na容器1本での採取で血糖とヘモグロビンA1c (HbA1c)の同時検査が可能となります。

誠に勝手ではございますが、患者様への採血における負担軽減を図ることも兼ねておりますので、弊社事情ご賢察の上、何卒宜しくお願い申し上げます。

敬具

2010年3月

### 検査項目名：ヘモグロビンA1c (HbA1c)


変更期日：2010年4月1日 (木) 受付分より

#### ◇変更内容

変更箇所	新	旧
採取容器	⑭：血糖容器 (フッ化Na入り)	⑯：グリコ容器 (EDTA2K入り)
検体必要量	血液 2.0ml	血液 2.0ml

#### ◇ヘモグロビンA1c 相関

新容器(%)



お問い合わせは最寄りの営業所 または、  
 本社・研究所にお願いいたします。

**SMS** 株式会社 **昭和メディカルサイエンス**  
 本社・研究所：東京都町田市鶴間541番地2  
 TEL 042 (795) 6000