



検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、下記の項目につきまして、検査内容を変更させていただくことになりましたので、ご案内申し上げます。

先生方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、弊社事情ご賢察の上、何卒宜しく願い申し上げます。

敬 具

2012年2月

検査内容変更項目

項目コード：4510 サイログロブリン	項目コード：3601 神経特異エノラーゼ (NSE)
項目コード：3684 脂肪酸4分画	項目コード：4039 ビタミンB12
項目コード：6017 フィブリン分解産物 (FDP) /血漿	項目コード：4070 インスリン抗体 (¹²⁵ I 結合率確認試験)
項目コード：3206 MMP3 (マトリックスメタプロロテイナーゼ 3)	項目コード：3403 抗ds-DNA抗体 I g G
項目コード：3661 抗RNP抗体	項目コード：3671 抗Sm抗体
項目コード：3664 抗Scl-70抗体	項目コード：3656 抗SS-A/Ro抗体
項目コード：3657 抗SS-B/La抗体	項目コード：3299 抗セントロメア抗体
項目コード：5418 抗Jo-1抗体	

変更期日：2012年4月2日(月)受付分より

お問い合わせは最寄りの営業所 または、
本社・研究所にお願いいたします。

SMS 株式会社 **昭和メディカルサイエンス**
本社・研究所：東京都町田市鶴間541番地2
TEL 042 (795) 6000

◆変更内容

項目名	変更内容	新	現行	備考
サイログロブリン	検査方法	ECLIA	RIA(ビーズ固相法)	検査方法の変更
	基準範囲	32.7 以下 ng/ml	30 以下 ng/ml	
NSE	基準範囲	16.3 以下 ng/ml	12.0 以下 ng/ml	基準範囲の見直し
脂肪酸 4 分画	検査方法	LC-MS/MS	G.C	検査方法の変更
ビタミンB12	保存条件	凍結	遮光凍結	保存安定性が確認された為
FDP血漿	基準範囲	5.0 未満 μg/ml	10 未満 μg/ml	測定試薬の変更
インスリン抗体	報告内容	結合率:0.4 未満 % 濃度:125.0 未満 nU/ml	IRI結合率:0.4 未満 %	濃度報告の追加
MMP3	基準範囲	男性:35.2~123.8 ng/ml 女性:16.1~ 56.8 ng/ml	男性:36.9~121.0 ng/ml 女性:17.3~ 59.7 ng/ml	測定試薬の変更
抗ds-DNA 抗体 IgG	検査方法	FEIA	EIA	測定試薬の変更
	基準範囲	陽性:15.1 以上 IU/ml 疑陽性:10.0~15.0 IU/ml 陰性:10.0 未満 IU/ml	12 以下 IU/ml	
抗 RNP 抗体	検査方法	FEIA	EIA	
	基準範囲	陽性:10.1 以上 U/ml 疑陽性:5.0~10.0 U/ml 陰性:5.0 未満 U/ml	10.0 以下 U/ml	
抗 Sm 抗体	検査方法	FEIA	EIA	
	基準範囲	陽性:10.1 以上 U/ml 疑陽性:5.0~10.0 U/ml 陰性:5.0 未満 U/ml	10.0 以下 U/ml	
抗 Scl-70 抗体	検査方法	FEIA	EIA	
	基準範囲	陽性:10.1 以上 U/ml 疑陽性:7.0~10.0 U/ml 陰性:7.0 未満 U/ml	10.0 以下 U/ml	
抗 SS-A/Ro 抗体	検査方法	FEIA	EIA	
	基準範囲	陽性:10.1 以上 U/ml 疑陽性:7.0~10.0 U/ml 陰性:7.0 未満 U/ml	10.0 以下 U/ml	
抗 SS-B/La 抗体	検査方法	FEIA	EIA	
	基準範囲	陽性:10.1 以上 U/ml 疑陽性:7.0~10.0 U/ml 陰性:7.0 未満 U/ml	10.0 以下 U/ml	
抗セントロメア抗体	検査方法	FEIA	EIA	
	基準範囲	陽性:10.1 以上 U/ml 疑陽性:7.0~10.0 U/ml 陰性:7.0 未満 U/ml	陽性:16.0 以上 Index 判定保留:10.0~15.9 Index 陰性:10.0 未満 Index	
抗 Jo-1 抗体	検査方法	FEIA	EIA	
	基準範囲	陽性:10.1 以上 U/ml 疑陽性:7.0~10.0 U/ml 陰性:7.0 未満 U/ml	10.0 以下 U/ml	