

「成長ホルモン(GH)」測定値への補正について

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

この度、公益財団法人 成長科学協会より「成長ホルモン(GH)測定値への補正式の適用のお知らせ」について医療機関への情報提供をするようにとの要請がございました。

内容につきましては、成長ホルモン(GH)の試薬について、各社試薬キットのによる測定値の間差が生じているため、今後実施される検査について補正式を適用するとされました。

当社が使用しているベックマン・コールター社製 CLEIA 法キット(アクセス hGH)については、平成 25 年 3 月 15 日以降に「成長ホルモン分泌不全性低身長症」及び「成人成長ホルモン分泌不全症」の診断を行う場合、当社測定値に 1.4 を乗じて得られた補正 GH 値(補正式： $Y=1.4X$)で判定することとされました。

「成長ホルモン治療適応判定」の際は、成長科学協会が定めた補正式に換算し、評価していただきますようお願い申し上げます。

敬具

2013 年 3 月

◇対象項目

項目コード:4006

成長ホルモン(GH)

◇検査試薬名

ベックマン・コールターCLEIA(アクセス hGH)

◇補正式

$Y=1.4X$ (Y: 判定に用いる値 X: 当社測定値)