

薬剤フルベストラント投与時の「エストラジオール(E₂)」測定値に 及ぼす影響についてのお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、標記検査項目の試薬製造販売元(シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社)より、「薬剤フルベストラントを投与されている患者様における、エストラジオール(E₂)の測定値が高値傾向となることが判明した」との連絡がございましたので、取り急ぎご案内申し上げます。

薬剤フルベストラントを投与されている患者様におきましては、エストラジオール(E₂)偽高値の結果により、誤った評価に繋がる可能性がある為、十分ご注意ください様宜しくお願い申し上げます。

先生方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、事情をご賢察の上、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬 白

2016年5月

【記】

◇対象検査項目

項目コード:4028

エストラジオール(E₂)

お問い合わせは最寄りの営業所 または、
本社・研究所にお願いいたします。

SMS 株式会社 **昭和メディカルサイエンス**
本社・研究所：東京都町田市鶴間541番地2
TEL 042 (795) 6000