

## 新規受託開始のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

この度、下記のアレルギーセット検査の受託を開始させていただくことになりましたので、ご案内申し上げます。

ご確認のうえ、ご利用いただきますようお願い申し上げます。

敬 白

2016年8月

【記】

### ◇新規受託開始項目

**A-PAC 13(乳幼児、皮膚炎、喘息、鼻炎、食餌系、吸入系)**

**A-PAC 8 (乳幼児、皮膚炎、喘息、鼻炎)**

### ◇検査要項

| 検査項目名 | A-PAC   |      |      |      |      |             |      |      |      |      |
|-------|---|------|------|------|------|-------------|------|------|------|------|
|       | 乳幼児   |      | 皮膚炎  |      | 喘息   |             | 鼻炎   |      | 食餌系  | 吸入系  |
| 項目数   | 13  | 8    | 13   | 8    | 13   | 8           | 13   | 8    | 13   | 13   |
| 項目コード | 1322  | 1323 | 1324 | 1325 | 1326 | 1327        | 1328 | 1329 | 1330 | 1331 |
| 検体量   | 13項目:血清1.0mL  |      |      |      |      | 8項目:血清0.6mL |      |      |      |      |
| 保存方法  | 冷蔵  |      |      |      |      |             |      |      |      |      |
| 検査方法  | FEIA法   |      |      |      |      |             |      |      |      |      |
| 基準範囲  | クラス:0(-)<br>UA/mL:0.35未満  |      |      |      |      |             |      |      |      |      |
| 所要日数  | 2~3日  |      |      |      |      |             |      |      |      |      |
| 検査実施料 | 13項目:1430点  |      |      |      |      | 8項目:880点    |      |      |      |      |
| 判断料区分 | 144点(免疫学的検査)  |      |      |      |      |             |      |      |      |      |
| 備考    | ・各13項目及び各8項目について個々の測定値をご報告致します。<br>・判定基準はCAP-RAST(特異的IgE)と同様です。 |      |      |      |      |             |      |      |      |      |

※ 各セットの構成アレルゲンは裏面をご参照下さい。

受託開始日:2016年8月6日(土)受付分より

## 「A-PAC」構成アレルゲン

| 項目コード | 項目名称           | 構成アレルゲン |  |
|-------|----------------|---------|--|
| 1322  | 乳幼児<br>A-PAC13 | 食物系     | 卵白、オボムコイド、牛乳、ピーナッツ、小麦、<br>ω-5グリアジン、イクラ、ソバ、エビ   |
|       |                | 吸入系     | ヤケヒョウヒダニ、スギ、カモガヤ、動物上皮*   |
| 1323  | 乳幼児<br>A-PAC8  | 食物系     | 卵白、牛乳、ピーナッツ、小麦、ソバ、イクラ  |
|       |                | 吸入系     | ヤケヒョウヒダニ、スギ  |
| 1324  | 皮膚炎<br>A-PAC13 | 食物系     | ピーナッツ、小麦、カニ、エビ   |
|       |                | 吸入系     | ヤケヒョウヒダニ、スギ、マラセチア(属)、カンジダ、ガ、<br>ネコ皮膚屑、イヌ皮膚屑、アスペルギルス、アルテルナリア                          |
| 1325  | 皮膚炎<br>A-PAC8  | 食物系     | ピーナッツ、食物*  |
|       |                | 吸入系     | ヤケヒョウヒダニ、スギ、マラセチア(属)、ガ、<br>動物上皮*、カビ*   |
| 1326  | 喘息<br>A-PAC13  | 吸入系     | ヤケヒョウヒダニ、スギ、カモガヤ、ブタクサ、ヨモギ、<br>ガ、動物上皮*、ゴキブリ、カンジダ、アルテルナリア、<br>アスペルギルス、トリコフイトン、ユスリカ(成虫) |
| 1327  | 喘息<br>A-PAC8   | 吸入系     | ヤケヒョウヒダニ、スギ、ガ、動物上皮*、ゴキブリ、<br>ユスリカ(成虫)、カビ*、イネ科*                                       |
| 1328  | 鼻炎<br>A-PAC13  | 吸入系     | ヤケヒョウヒダニ、スギ、ヒノキ、カモガヤ、ガ、<br>ユスリカ(成虫)、ネコ皮膚屑、イヌ皮膚屑、ヨモギ、<br>ハンノキ(属)、ゴキブリ、ブタクサ、アルテルナリア    |
| 1329  | 鼻炎<br>A-PAC8   | 吸入系     | ヤケヒョウヒダニ、スギ、カモガヤ、ガ、動物上皮*、<br>ブタクサ、ヨモギ、アルテルナリア  |
| 1330  | 食餌系<br>A-PAC13 | 食物系     | 卵白、オボムコイド、牛乳、小麦、ω-5グリアジン、<br>ピーナッツ、イクラ、エビ、ソバ、サバ、アニサキス、<br>カニ、クルミ                     |
| 1331  | 吸入系<br>A-PAC13 | 吸入系     | ヤケヒョウヒダニ、スギ、ヒノキ、ハンノキ(属)、カモガヤ、<br>ガ、ユスリカ(成虫)、ゴキブリ、ブタクサ、ヨモギ、<br>ネコ皮膚屑、イヌ皮膚屑、カビ*        |

### ※ マルチアレルゲン項目

A-PACは、各アレルギー疾患における感作アレルゲン全国調査による抗体保有率の高い項目に加えて、弊社における受託数及び陽性率の高い項目を効率良く選定したセットとなっております。

### アレルギークラス判定表

| UA/mL       | 判定  |      | クラス |
|-------------|-----|------|-----|
| 0.35未満      | 陰性  | (-)  | 0   |
| 0.35～0.69   | 疑陽性 | (±)  | 1   |
| 0.70～3.49   | 陽性  | (1+) | 2   |
| 3.50～17.49  |     | (2+) | 3   |
| 17.50～49.99 |     | (3+) | 4   |
| 50.00～99.99 |     | (4+) | 5   |
| 100.00以上    |     | (5+) | 6   |