

「C-ペプチド(血清)」 ご依頼の際の採血容器の注意

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

この度、ニプロ株式会社より、下記の急速凝固採血管で採血した場合、C-ペプチド(血清)の測定値に、影響を及ぼす場合があることが、確認されたとの連絡がございましたので取り急ぎご案内申し上げます。

つきましては、C-ペプチド(血清)をご依頼の際は、下記の急速凝固採血管のご使用は避けて頂き、ニプロ真空採血管(容器番号⑩)等の採血管をご使用して頂きますようお願い申し上げます。

先生方には大変ご迷惑をお掛け致しますが、事情をご賢察の上、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬 白

2017年1月

【記】

◇対象検査項目

C-ペプチド(血清) [項目コード：4071]

◇影響が確認された採血管

- ・ニプロ株式会社 ネオチューブ RC
- ・ニプロ株式会社 フリーチューブ RC