

## 検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、下記検査項目につきまして、精度向上を目的とした検査試薬に変更させていただくこととなりました。

本変更に伴い、検査項目名、検査項目コード、検査方法等を変更させていただくこととなりましたので、ご案内申し上げます。

尚、胃がんリスク層別化(ABC 分類)検査(項目コード：5544)のご依頼をいただいた際のヘリコバクター・ピロリ抗体検査につきましては、認定 NPO 法人 日本胃がん予知・診断・治療研究機構から出されております「新しい ABC 分類 胃がんリスク層別化検査(ABC 分類) 2016 年度改訂版 運用の提案」に基づき、従来の検査方法(ELI 法)にて検査させていただきます。

先生方には大変ご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬 白

2018 年 12 月

【記】

### ◇検査内容変更項目

項目コード：2320

## ヘリコバクター・ピロリ IgG 抗体

変更期日：2019 年 1 月 18 日(金)受付分より

※検査要項等につきましては、裏面をご参照下さい

## ◇受託要領

検査内容	新	現	備考
項目コード※	2482	2320	精度向上を目的とした 検査内容の変更
検査項目名	ヘリコバクター・ピロリ抗体	ヘリコバクター・ピロリIgG抗体	
容器	㊦:分離剤入り容器	同左	
検査材料	血清	同左	
検体量	0.5 mL	0.3 mL	
検査方法	ラテックス凝集比濁法 (LA法)	EIA法	
保存方法	冷蔵	同左	
所要日数	2~3日	3~4日	
基準範囲	10.0 U/mL未満	10 U/mL	
報告単位	U/mL	同左	
報告範囲	3.0 未満~100.0 以上	3 未満~100 以上	
報告桁数	小数第1位	整数	
実施料	80点	同左	
判断料	144点(免疫学的検査)	同左	

※ 当該検査の検査内容変更に伴い、項目コードが変更となりますので、2019年1月18日(金) 受付分以降につきましては、項目コード：2482 にてご依頼頂きますよう宜しくお願い申し上げます。

尚、本変更日以降、現項目コード：2320 でご依頼があった際は、新項目コード：2482 への受付に、切り替えさせていただきます。

### 新試薬と従来試薬の比較

		従来試薬		
		-	+	合計
新試薬	+	15	124	139
	-	181	6	187
合計		196	130	326

陽性一致率:95.4%

陰性一致率:92.3%

全体一致率:93.6%