

新規受託開始のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

この度、下記の検査項目につきまして、健診及びワクチン接種抗体価の確認用検査として、受託を開始させていただくことになりましたのでご案内申し上げます。

敬 白

2013年4月

新規受託開始項目

風疹ウイルス LA(ラテックス凝集比濁)法

受託開始日:2013年4月20日(土)受付分より

お知らせ「No,2013-5」にてご連絡致しました、風疹(HI 法)の測定試薬の原料であるガチョウ血球の供給は、回復へと向かっているとの事ではありますが、春期以降の受託増加への対応が困難となる事態は未だ予測されております。

今般、国立感染症研究所から HI 法に代えて LA 法で風疹抗体測定を行う場合の、取り扱い(換算値)についての情報が提供されました。これに伴い、表記項目の新規受託を開始する事と致しました。

尚、風疹ウイルス(LA)の受託要領及びHI抗体価との換算値につきましては、下記をご参照下さい。

◇受託要領

項目コード	3014
検査項目名	風疹ウイルス (LA)
検査方法	ラテックス凝集比濁法
採取容器	①:分離剤入り容器
検体必要量	血清0.5ml
保存方法	冷蔵
基準範囲	6未満 IU/ml
報告下限値	5未満
所要日数	3~5日
実施料	79点 (判断料:免疫学144点)

◇HI価との換算値

HI価	国立感染症研究所の換算値 LA価(IU/ml)	弊社報告形式との換算値 LA価(IU/ml)
1:8	5.532	6~11
1:16	12.340	12~27
1:32	27.523	28~60
1:64	61.390	61~136
1:128	136.930	137~304
1:256	305.422	305~

【参考資料】HI価と国際単位(IU/mL)の抗体価読み替えに関する検討
国立感染症研究所 ウイルス第三部/感染症情報センターより

お問い合わせは最寄りの営業所 または、
本社・研究所にお願いいたします。

SMS 株式会社 **昭和メディカルサイエンス**
本社・研究所：東京都町田市鶴間541番地2
TEL 042 (795) 6000